



Kompaktes EKG-Gerät für mehr Flexibilität

- 📌 Worklist Funktion – leicht integrierbar in ECG Worklist
- 📌 Design und Komfort in einem Gerät
- 📌 Moderner, kompakter Rekorder für Haus- & Heimbesuche
- 📌 Datenübertragung per (W)LAN
- 📌 EKGs können flexibel und ortsunabhängig ausgedruckt werden





Worklist Funktion

Cardio**Tab** 2 ermöglicht Ihnen eine einfache Integration in ECG Worklist. Patientendaten können mit Hilfe einer Worklist direkt auf das Gerät übertragen werden und sind am gewählten Einsatzort verfügbar. Cardio**Tab** 2 bietet einen mobilen Einsatz, dort wo er gebraucht wird – flexibel und ortsunabhängig.

Design und Komfort in einem Gerät

Cardio**Tab** 2 ist ein moderner, kompakter Rekorder, der sich durch den integrierten Akku und das geringe Gewicht von 1,6 kg für mobile Haus- und Heimbesuche eignet. Der Rekorder ist einfach in der Bedienung und ermöglicht es, die zuvor erstellte Patienten-Worklist über den großen Touchscreen schnell abzuarbeiten.

Datenübertragung per (W)LAN

Cardio**Tab** 2 ist ein EKG Rekorder, der die EKG-Signale aufzeichnet und Ihnen die Möglichkeit bietet, diese im Anschluss per (W)LAN an die Analysesoftware PADSYS zu übertragen. Mit Hilfe der Softwarekomponente PADSYS ECG können die Signale ausgewertet werden.

EKGs mobil und flexibel drucken

Cardio**Tab** 2 beinhaltet einen integrierten Drucker, wodurch EKGs ortsunabhängig und schnell in Papierform verfügbar sind. Sie haben die Möglichkeit, das aufgenommene EKG direkt während des Haus- oder Heimbesuchs auszudrucken und zu speichern.

Technische Daten:

- ♥ 12 Ableitungen
- ♥ Schrittmacher-Spike-Erkennung
- ♥ Abtastrate: 32.000 Hz
- ♥ Druckverfahren: hochauflösender integrierter Thermokammdruck
- ♥ Speicherung: im Netzwerk über (W)LAN SD-Karte, USB-Stick
- ♥ Speicherkapazität bis 1.500 Aufnahmen
- ♥ Stromversorgung: 100-240 VAC, 50 / 60 Hz Eingebauter, aufladbarer Lithium-Akku
- ♥ Abmessungen: 275 x 230 x 47,5 mm
- ♥ Gewicht: 1,6 kg
- ♥ Akku bei Dauerbetrieb: mind. 4 Stunden
- ♥ Monitor: LCD-Farbscreen 10,4 Zoll

