



## Vielseitiges 12-Kanal-EKG-Gerät

- 📌 Worklist Funktion, leicht integrierbar in ECG Worklist
- 📌 Einsetzbar als EKG-Verstärker
- 📌 Kleiner, leichter Rekorder für mobiles Arbeiten
- 📌 Datenübertragung per WLAN



## Worklist Funktion, leicht integrierbar in ECG Worklist

ECG Mobile ermöglicht Ihnen eine einfache Integration in ECG Worklist. Patientendaten können mit Hilfe einer Worklist direkt auf das Gerät übertragen werden und sind am gewählten Einsatzort verfügbar. ECG Mobile bietet einen mobilen Einsatz, dort wo er gebraucht wird – flexibel und ortsunabhängig.

## Kleiner, leichter Rekorder

ECG Mobile ist ein kleiner, leichter Rekorder, der durch den integrierten Akku und das geringe Gewicht von 168 g für noch mehr Mobilität sorgt. Der Rekorder ist einfach und selbsterklärend in der Bedienung. Ein Schnellstart ist auch ohne Computer möglich und macht das Gerät sofort einsatzbereit.

## Einsetzbar als EKG-Verstärker

Der ECG Mobile dient als EKG-Verstärker, der die EKG-Signale aufzeichnet und sie an die Analysesoftware PADSYS überträgt. Zusätzlich bietet die integrierte Elektroden-Kontaktmessung Ihnen eine sichere EKG-Ableitung sowie, im Falle des Lösen einer Elektrode, eine sofortige Visualisierung auf dem Display.

## Datenübertragung per WLAN

ECG Mobile ist ein EKG Rekorder, der die EKG-Signale aufzeichnet und sie an die Analysesoftware PADSYS überträgt. Mit Hilfe der Softwarekomponente PADSYS ECG können die Signale visualisiert, gespeichert und ausgewertet werden.

### Technische Daten:

- 12 Ableitungen
- Schrittmacher-Spike-Erkennung
- Abtastrate: 10.240 Hz
- Auflösung: 16 Bit
- Speicherkapazität bis 200 Aufnahmen
- Stromversorgung: integrierter Akku
- Abmessungen: 126,5 x 75,8 x 24 mm
- Gewicht: 168 g
- Signalbandbreite: 0,05 Hz – 410 Hz

### Zubehör:

- Patientenkabel B, 10-polig
- USB Anschlusskabel
- USB Ladegerät

